

DPS 71051 NITRILO GOTES DESCARTABLES X 100 UNID TXL

COD: GUGDNI1053

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece guantes estancos de Nitrilo.
- No contienen Látex natural.
- Forma ambidiestra.
- Borde de puño enrollado.
- El mismo no está destinado para un contacto prolongado o inmersiones en productos químicos, ni para proteger contra riesgos mecánicos.
- Talle: XL.
- Tamaño del puño: Corto (7 cm).
- Material: Nitrilo.
- Color: Azul.

•Aplicaciones

Laboratorios, industria química y montaje.

•Instrucciones de Uso

No se deben usar los guantes cuando existe riesgo de atrapamiento por partes móviles de máquinas.

Los guantes nuevos como usados, deben inspeccionarse a fondo antes de su uso y cuando no exista ningún peligro, antes de quitárselo de las manos.

Asegúrese de tener las manos limpias antes de colocárselos.

Para asegurar una mejor estanqueidad en la utilización con líquidos, colocar el puño del guante por encima de la ropa de trabajo.

Guante concebido para un solo uso.

Quitarse los guantes evitando tocar la parte exterior.

Para eso, doblar el puño y quitárselo dando la vuelta.

•Almacenamiento y Limpieza

El proceso de lavado o limpieza puede alterar los niveles de protección.

No se recomienda.

Almacenar a temperatura ambiente, resguardado de la luz solar.

En condiciones óptimas de almacenamiento no tiene fecha de vencimiento.

