

JUEGO DE FERULAS INFLABLES (SET X 6 PZAS)

COD: PAAC003

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto confeccionadas en pvc flexible cristal doble pared (totalmente transparente, facilitando la evaluación permanente del paciente durante y posteriormente a la inmovilización) traslucidas a rx, ct y mri, espesor 180 micrones.
- Con cierre diente extra pesado desmontable/separable, reforzado en los extremos con anclajes plásticos, válvula bidireccional inflado/desinflado (de doble accionamiento, inflado bajo presión de cuello-base, presurización mantenida por auto retención y válvula tapon de extremo por oclusión-obturador de accionamiento manual).
- Posee tubuladura de suministro de aire, desinflado por misma presión de cuello-base, este sistema garantiza la integral inmovilización del miembro, analgesia mecánica del paciente, y no interrupción del tratamiento.
- Consta de 6 (seis) piezas, adulto/pediatricas (envasadas individualmente en plástico termo sellado), que por su exclusivo diseño y principio de funcionamiento por técnica de pascal, expansión (externa) y contra expansión (interna) se adaptan perfectamente a cualquier anatomía sin importar edad, ni porte del paciente.
- Tres superiores (mano; mano y antebrazo; mano y brazo completo), tres inferiores (bota; bota y media pierna; bota y pierna completa).
- Los cierres de las piezas de miembros inferiores, recorren la totalidad del desarrollo del dispositivo, (desde el extremo superior, hasta los dedos de los pies, de esta forma se facilita la colocación de la férula en el miembro con absoluta comodidad y seguridad, evitando sufrimiento y dolores del accidentado, cumpliendo el principio básico del servicio del paciente con tecnología denominada "siglo XXI: rápida segura y fácil".
- PROTEGIDO BAJO EL REGISTRO DE MODELO INDUSTRIAL N° 79732/79731.

•Aplicación

Primeros auxilios.

