

## PHILADELPHIA COLLAR CERVICAL COD: PAAC006

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de inmovilización, originales y genuinos (no imitación) contruídos en Foam Plastazole (libre de látex, hipoalergénicos) con refuerzos rígidos anterior/posterior y puntos de apoyo científicamente asegurados.
  - Posee acoples para estabilizadores y halos, inalterable a la exposición e inmersión en agua (permitiendo hidroperapia y baño del paciente sin necesidad de remoción) seis medidas:
    - XL (altura: 131,25; circunf.: 475 a 550 mm).
    - L (altura: 106,25 ; circunf.: 400 a 475 mm).
    - M (altura: 106,25; circunf.: 325 a 400 mm).
    - SM (altura: 106,25 ; circunf.: 250 a 325 mm).
    - Child (altura: 43,75 ; circunf.: 200 a 275 mm).
    - Infant (altura: 31,25 ; circunf.: 150 a 200 mm).
  - Orificio traqueal, traslúcidos a RX, CT, y MRI. Sello CE, FDA,
  - Made in U.S.A. APROBACION MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION ANMAT N° PM-1236-04
  - Exclusivo foam Plastazole con textura diseñada para higienizar con agua y jabón neutro.
  - Diseño asegurando restricción de movimiento, promoviendo recuperación al paciente.
  - Libre de látex, espuma hipoalergénica.
  - Refuerzo rígido que provee soporte extra anterior y posterior.
  - Orificio traqueal científicamente diseñado para traqueotomía.
  - Acoples para Halos y/o estabilizador. Traslúcido a RX, CT y MRI.
  - Oroficios con perfil aerodinámico para facilitar ventilación y reducción de calor/humedad.
  - Inalterable a la exposición e inmersión en agua (permite el baño del paciente e hidroterapia sin necesidad de reoción).
  - Construido para regulación a necesidad.
  - Velcro de alta adhesividad textil para confort y seguridad.
  - Ajuste en hombros y contorno mandibular para mayor estabilidad.
  - Acabado suave y delicado.
- Aplicación**  
Primeros auxilios.

