

## CUELLO ORTOPEDICO PHILLY COD: PAAC016

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de inmovilización/extricación color azul y blanco, con puntos de apoyo científicamente asegurados, soporte mandibular moldeado con regulación de altura en 4 posiciones.
- Cubre los tamaños tall, regular, short y low, todo en un solo collar, planos de una sola pieza (sin ganchos y/o tachas).
- Construídos en inyección de polietileno de alta densidad (libre de látex, hipoalergénico).
- Único y exclusivo soporte para cánulas nasales de Oxígeno, permitiendo la ininterrupción de la cadena de asistencia en oxigenoterapia en emergencias.
- Medidas Adulto (altura: 87,50 a 43,75; circunf.: 275 a 575 mm).
- Pediátrico (altura: 43,75 a 37,50; circunf.: 200 a 450 mm).
- Traslúcidos a RX, CT, y MRI. Sello CE, FDA, Made in USA.
- APROBACION MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION - ANMAT N° PM-1236-04.
- Color: Azul y Blanco.

### •Aplicación

Primeros auxilios.

