

SPUNBONDING BARBIJO RECTANGULAR 2 CAPAS C/ TIRAS

COD: DEBA002

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un barbijo rectangular descartable recto con 4 tiras.
- Soporte ajustable para la nariz.
- Material: Spunbonding con filtro bacteriológico 98%.
- Descartable.
- Color: Blanco.

•Aplicación

Ideal para usos en hotel, restaurante, catering, hospitales, etc.

•Importante

Cada cuánto hay que cambiar el tapabocas?

- Deben usarse solo por un día, luego lavarlo.
- Debe cambiarse en caso de que se humedezca, secreciones, o se deteriore.

¿Cómo usarlo?

- Lavarse las manos.
- Debe cubrir la boca y la nariz.
- La parte de color más clara va hacia adentro y la más oscura hacia afuera.
- Ajustarlo para que quedo adherido a la cara pero que permita respirar de manera normal.

