

DESFIBRILADOR EXTERNO AUTOMÁTICO COD: PAAC070

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de diseño 2007 ultra liviano, muy compacto, de dimensiones mínimas con innovadora tecnología Scope (onda envolvente de pulso de salida autocompensable).
- Permite escalonamiento óptimo de energía en forma automática según la impedancia del paciente (Adultos 150/150/200 Joules; Pediátricos 50/50/50 Joules), mensajes verbales (de voz hablados) y con íconos gestuales (retroiluminados) guían al usuario a lo largo de la secuencia operativa.
- Batería Padpak (cartucho integrado -todo en uno- incluyendo fuente de poder (batería de LiMnO₂ Dióxido de Litio-Manganeso, garantizando 30 shock de 200J ó 6hs. de monitoreo continuo) y electrodos de desfibrilación).
- Memoria interna incluida de 45 minutos de ECG (muestra completa) y grabación de acontecimientos/incidentes.
- Auto prueba semanal c/evaluación de aptitud y funcionamiento.
- Incluye bolsito de transporte.
- Dimensiones: 20 x 19 x 5 cm.
- Peso: 1.1 kgs.
- Made in UK (Irlanda del Norte).
- Normas CE, FDA, (Según nuevas guías/parámetros AHA - American Heart Association).
- APROBACION MINISTERIO DE SALUD DE LA NACION - ANMAT N° PM-1236-01.

•Aplicación

Primeros auxilios.

