

TERMÓMETRO INFRARROJO DIGITAL

COD: PAAC109

Permite realizar medición de temperatura a distancia en cuerpo humano y objetos. Gracias a sus lentes de enfoque de rayos infrarrojos este equipo pirómetro permite realizar medición de un objetivo enfocado en su campo de visión devolviendo una señal eléctrica en unidad de temperatura de la energía.



APLICACIONES

- 1- Rango para el cuerpo humano 35.0 42-42.9 °C2
- 2- Rango para el objeto 0 °C-118 °C3
- 3- Pantalla iluminada de tres colores verde, amarillo, y rojo



- 4- Lectura C/F disponible
- 5- 10 Recuerdos
- 6- Apagado automático
- 7- Indicación de nivel de batería
- 8- Timbre para alarma de fiebre

CERTIFICACIÓN - FDA: HW-302

