

JUSTRITE BIDÓN DE SEGURIDAD 3 GALONES CON GRIFO 7225140

COD: IFBIBM018

DESCRIPCIÓN:

•Ofrece un producto para laboratorio con grifo 08540 de cierre automático en la base para dispensar de forma conveniente y controlada los líquidos peligrosos.

La boca para llenado tienen tapa con cierre automático con alivio de presión, válvulas de presión negativa que evitan la generación de vacío y arrestallamas de doble malla.

La canilla en los bidones para estante está montada 51 mm por encima del fondo.

El grifo 08540 puede usarse de dos formas: con cierre automático o trabarse en posición abierta.

Este bidón se ubica típicamente sobre un estante.

•Código: 7125100.

•Tipo: I (1 boca).

•Color: Rojo.

•Capacidad: 2,5 galones (11 litros).

•Aprobaciones: FM.

•Dimensiones: 292 mm de alto x 298 mm de diámetro exterior.

•Peso vacío: 3 kg.

•Aplicación

Bidones de seguridad para la contención de líquidos inflamables o desechos corrosivos.

