

JUSTRITE BIDÓN METÁLICO CON GRIFO 18.9 LTS

COD: IFBIBM090

DESCRIPCIÓN:

- Justrite ofrece un bidón metálico para estante, con grifo 8902 en la parte inferior.
- Los bidones surtidores de seguridad cuentan con todas las ventajas de los bidones tipo I de Justrite, además de otras características que los convierten en la opción preferida de los profesionales de laboratorio para el surtido seguro de líquidos peligrosos en tubos de ensayo, pequeños matraces y vasos de precipitado.
- Los picos de llenado poseen tapas de cierre automático, mecanismo de descarga de presión y parallas de doble malla. • Gracias a las llaves de cierre automático, el surtido del contenido se hace sin dificultad.
- Código: 7150150.
- Material: Acero galvanizado.
- Incluye: Grifo de acero.
- Capacidad: 5 galones/ 19 litros.
- Medidas: 429 mm de alto x 298 mm de diámetro exterior.
- Color: Rojo.
- Peso neto: 3.6 kgs.

•Aplicaciones

Ideal para uso con líquidos inflamables.

