

## INMOVILIZADOR LATERO-CERVICAL P/ TABLA RAQUIS COD: PAAC002

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto construido en espuma de polietileno de baja densidad acabado delicado, impermeable y atóxico.
- Gracias a su celda de estructura cerrada-termsellada impermeable (fluido repelente).
- Color: Amarillo intenso.
- Consta de tres piezas, dos laterales simétricos izquierdo-derecho con orificios pasantes a nivel de oídos para facilitar el examen y comunicación con el paciente, almohadilla occipital complementaria de idéntica terminación (dispositivo que suplementa altura de la cabeza, origina seguridad en la limitación de movimientos y brinda comodidad al paciente).
- Provisto de riendas ajustables p/inmovilización (de frontal-mentón) y Auto-fijación sustentable del conjunto en todo tipo de tablas/camillas de politraumatismo (con calados preexistentes).
- Producto económico de servicio intenso, reusables y multipacientes, libre de telas, géneros y tapizados para evitar la contaminación, y la propagación de Virus Intra-Extra Hospitalarios, traslúcido a RX, CT y MRI.

### •Aplicación

Primeros auxilios.

