

MANIQUI CUERPO ENTERO BEBE COD: PAAC080

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto para RCP (recién nacido) Cathy SIMULAIDS, básico, o con salida electrónica y monitor/evaluador luminoso (ventilación, compresión y posiciones manuales).
- Cada maniquí Cathy posee un exclusivo sistema de piezas buconasales que interconecta sus bolsas pulmones, provee de increíbles sonidos y murmullos ventilatorios gracias a una única válvula exalatoria.
- Su exclusivo sistema bomba permite generar la resitencia y tonacidad de tejidos y muscular necesaria gracias a su doble inflado (agua y aire), es sin duda insuperable por realística y posibilidades de trabajo para desarrollar y reforzar la pericia psicomotora.
- Tanto para el instructor como para el alumno.
- Exige levantar la cabeza en forma inclinada por el mentón para abrir las vías respiratorias.
- Obstrucción natural de las vías respiratorias.
- La hiperextensión de la cabeza vuelve a cerrar las vías respiratorias.
- Ventilación y movimiento pectoral reales.
- Facilidad en la higienización y en el recambio de carasmontables y del sistema respiratorio.

•Aplicación

Primeros auxilios.

