

## MÁSCARA DE RESUCITACIÓN BOCA COD: PAAC045

### DESCRIPCIÓN:

- Ofrece uno de los elementos más importantes tanto para personal de salud, como rescatistas, Bomberos, Policías o personal de primera respuesta.
- Es un efectivo sistema para realizar las insuflaciones durante la maniobra de reanimación cardiopulmonar de forma cómoda y segura.
- Su diseño incluye una válvula unidireccional que permite la entrada de aire, pero no el retorno, de esta manera evitamos el contagio del interviniente de posibles enfermedades.
- Dispone de una conexión a la cual poder ensamblar el oxígeno.
- Al ser transparente, permite al personal ver inmediatamente las sustancias extrañas refluentes del paciente durante la reanimación.
- La suavidad de la almohadilla alrededor de la máscara garantiza al paciente una perfecta adhesión minimizando el riesgo de fugas y, consecuentemente, una insuflación deficitaria.
- Cabe fácilmente en cualquier kit de primeros auxilios, e incluso en el bolsillo.
- Puede ser empleada en labores de formación sobre maniqués y simuladores didácticos.
- A diferencia de la mascarilla con válvula, su ventaja es que no requiere las dos manos para operar.
- Permite que ambas manos estén sobre la cabeza del paciente, lo cual aparte de proporcionar un mejor sellado de la máscara, permite que el respondedor realice un empuje de la mandíbula en pacientes que puedan tener una lesión en su columna.
- Con certificación ANMAT y filtro 3M. Calidad única en el mercado Argentino.

### •Aplicación

Primeros auxilios.

