

REPUESTO P/ BOTIQUIN 456 COD: PABO100

DESCRIPCIÓN:

•Ofrece un kit de reposición para botiquines: 210 / 211 / 212 / 316 / 318 / 319 / 320 / 253 / 254 / 352

•Contenido:

12 Sobres de gasa estéril hidrófila 10 trozos 10 x 10 cm.

1 Paquete de algodón hidrófilo x 70 grs.

1 Venda tipo cambric orillada x 5 cm. x 3 mts.

1 Venda tipo cambric orillada x 7 cm. x 3 mts.

1 Venda tipo cambric orillada x 10 cm. x 3 mts.

1 Jabón antiséptico x 100 gramos.

2 x 10 Apósito protector adhesivo.

1 Tubo de látex para ligaduras.

1 Fco. agua oxigenada 10 vol. x 450 cc. uso externo.

1 Fco. solución antiséptica Timerosal x 100 cc.

1 Apósito hidrófilo esterilizado.

1 Jeringa descartable x 5 cm.

1 Tela adhesiva n° 5 12.5 mm. x 4 mts.

1 Tela adhesiva n° 6 25 mm. x 4 mts.

1 Copita lava ojos plástica.

1 Fco. de alcohol x 250 cm. uso externo.

1 Par de guantes descartables de látex.

1 Caja de bicarbonato de sodio x 250 grs.

1 Pinza saca astillas.

1 Tijera metal mediana.

6 Pares de guantes descartables polietileno.

•Modelo: N° 456.

•Aplicación

Primeros auxilios.