

## SERVUS BOTELLA LAVAOJOS COD: PAAC009

### DESCRIPCIÓN:

•Ofrece un producto de plástico transparente de 1 litro de capacidad.

Copilla con apoyo para el globo ocular.

Tubo de pesca que hace que la solución de limpieza suba al presionar el cuerpo de la botella y limpie el ojo, saliendo a través de una válvula que impide que el líquido usado vuelva a ingresar a la botella.

El líquido usado se descarga a través de un tubo lateral.

### •Aplicación

Primeros auxilios

