

TABLA RAQUIS MADERA C/ 3 CINTURONES

COD: PAAC013

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo SPINAL de 1,80 x 0,40 x 0,018 m, de multilaminado fenólico standard Pino Paraná (5 capas compensadas), traslúcida a RX, CT y MRI con calados (para inmovilizador cervical y piernas en forma individual).
- Terminación plastificado en barniz marino, con tres juegos de cinturones de fijación, colores a elección, disponibles en naranja intenso, rojo bermellón, verde benetton, amarillo limón y azul francia, con velcro, respetando el código de color del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios.
- Los travesaños longitudinales suplementan la altura del plano de apoyo, facilitando un espacio para su empuñadura.
- Están unidos al conjunto principal con tarugos de 8 mm y encoladas a los mismos.
- Estos minuciosos procesos de fabricación, y la detallada selección de materiales, aseguran totalmente productos traslúcidos a RX, CT y MRI, aceptando una carga máxima admisible repartida de 180 kg.
- Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79735.

•Aplicación

Primeros auxilios.

