

TABLA RAQUIS PLÁSTICA C/3 CINTURONES GENESIS COD: PAAC014

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un modelo de inmovilización espinal y traslado, GENESIS (colores amarillo, naranja, azul francia, roja y verde militar) de 1,82 x 0,405 x 0,0445 m, traslúcida a RX, CT y MRI.
 - Construída ergonómicamente en HDPE (Poliétileno de Alta Densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras ni huecos p/evitar el alojamiento de gérmenes patógenos, acabado delicado, impermeable (hemorrepeleante) y atóxico con exclusivos calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas en forma independiente.
 - Multifenestrada 14 amplios orificios para empuñaduras y 10 orificios para cinturones de fijación o sistema araña, admite una carga de 200 kg.
 - Calidad extraordinaria.
 - Diseño único para servicio extrapesado y continuo, provista con tres juegos de cinturones de fijación (en colores naranja intenso, rojo bermellón, verde benetton, amarillo limón y azul francia, c/velcro (original) y respetando el código de colores del cinturón, facilitando la rápida visualización del personal técnico y usuarios.
 - Desarrollo, proyecto, dirección y manufactura íntegramente Argentina, Mercosur.
 - Protegido Bajo el Registro de Modelo Industrial N° 79736
- Aplicación**
Primeros auxilios.

