

TABLA RAQUIS PLÁSTICA NEW EMERGENCY C/3 CINTURONES COD: PAACO90

DESCRIPCIÓN:

- Ofrece un producto de inmovilización espinal y traslado, new emergency de 1,82 x 0,45 x 0,0445 m, traslucida a rx, ct y mri.
- Construida ergonómicamente en hdpe (polietileno de alta densidad, lavable antiestático de alta resistencia) sin costuras ni huecos p/evitar el alojamiento de germenos patogenos, acabado delicado, impermeable (hemorrepeleante) y atoxico con exclusivos calados p/inmovilizador cervical, pectorales, abdomen y piernas en forma Independiente.
- Multifenestrada amplios orificios para empuñaduras y orificios para cinturones de fijacion o sistema araña, admite una carga de 200 kg.
- Calidad extraordinaria.
- Diseño unico para servicio extrapesado y contiinuo, provista con tres juegos de cinturones de fijacion de seguridad con hebilla plastica color negro.
- Color: Naranja.
- Material: Polietileno de alta densidad.
- Marca: New Emergency.

•Aplicación

Primeros auxilios.

